

Novedades AsteRicsGrid


						ESTO ES PAN COMIDO																			
 YO		 TÚ		 QUERER		 GUSTAR		 IR		 DAR		 CHARLA RÁPIDA		 ¿QUÉ?		 ¿QUIÉN?		 ¿DÓNDE?		 ¿CUÁNDO?		 ¿CÓMO?		 ¿POR QUÉ?	
 ÉL		 ELLA		 PONER		 NECESITAR		 SER		 SENTIR		Y		 ALIMENTOS		 OBJETOS		 LUGARES				 CUERPO			
 NOSOTROS		 ELLOS		 HACER		 ESCUCHAR		 PENSAR		 COGER		A		 BEBIDAS		 MUEBLES				 ROPA					
 VOSOTROS		 ESTE		 VER		 ESTAR		 JUGAR		 TENER		DE		 JUEGOS		 SENTIMIENTOS		 TIEMPO		 COMPLEMENTOS					
 PERSONAS		 AYUDA		 AHORA		 COMER		 BEBER		 PODER		CON		 APARATOS		 ANIMALES		 COLORES							
 SÍ		 NO		 DESPUÉS		 TERMINAR		 DECIR		 MÁS VERBOS		UN		 TRANSPORTES		 PLANTAS		 FIESTA		 CONCEPTOS					
		 NO LO SÉ		 AQUÍ		 AYER		 HOY		 MAÑANA		+		 TRANSPORTES		 PLANTAS		 FIESTA		 CONCEPTOS					
 BIEN		 MAL		 MUCHO		 DIFERENTE		MUY		 TAMBIÉN		TECLADO		 NÚMEROS		 AFICIONES		 DESCRIPCIÓN		 FORMAS Y MEDIDAS					

cc: eduardosalazar@edu.xunta.gal

SAAC y Crea

Aspectos a tener en cuenta:

- No se puede modificar el número de columnas y filas del tablero global, porque está ajustado para que funcione correctamente.
- No se puede modificar el número de filas de los tableros que lo componen, aunque en este caso, sí que se puede modificar el número de columnas.
- No se recomienda que lo importéis en un usuario ya creado, si no comenzar a usarlo desde cero creando un usuario nuevo.




NOVEDADES A NIVEL DE CELDA

- Puedes elegir si aplicar color a toda ella o únicamente al borde de las mismas.
- Puedes ampliar o disminuir el espacio entre ellas para aquellos usuarios que necesiten de mayor espaciado para que la selección directa sea más sencilla.
- Puedes modificar el tipo de

El formato de CONFIGURACIÓN se muestra mucho más detallado y dividido en pestañas para acceder más fácilmente a las mismas.

borde de las celdas, dándoles un perfil más redondeado.



➔ Escribir texto arriba o abajo de la celda.

➔ Cambiar la fuente del texto.

➔ Seleccionar color de fondo/borde de la celda.

➔ Modificar el espacio entre celdas.

➔ Establecer borde más o menos redondeado de las celdas, así como el grosor del mismo.



Entra en el tablero que deseas que no lleve ese tablero global, Accede a la Edición del mismo, y desde la opción de los tres puntos, selecciona la opción CONFIGURACIÓN DEL TABLERO. En la nueva ventana que se abre, elimina el tick de Mostrar tablero global.



INCORPORACIÓN IA

2. Escribir la frase con pictogramas y una vez ompleta, pulsar el botón Play



3. La Inteligencia Artificial realizará la conjugación en tiempo presente automáticamente.



4. Añadir el pictograma de «ayer» para la conjugación del tiempo pasado.



4. Añadir el pictograma de «mañana» para la conjugación del tiempo futuro.




- Activa la “CORRECCIÓN GRAMATICAL” en “Configuración” y si tienes conexión a internet dispondrás de:
Conjugaciones verbales y tiempos de presente, pasado y futuro (añadiendo AYER o MAÑANA)

TECLADO PREDICTIVO



Navegación



Usuarios



Importar diccionario

+ Nuevo diccionario en blanco

Diccionarios guardados

Nombre del diccionario

Español (hermitdave@github.com)


Acciones

Editar

Clonar

Eliminar

Guardar



carladiazsalazar@edu.xunta.gal SAAC Y CAA